

Inspection Report

Report No.: XYL-150719
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 3th Sep, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYL-150719 Item No. XY11LM019	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11LM019	11000PCS	1% inspection	Opcs	No failure	11000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

检查报告						
姓名	性别	年龄	职业	检查日期	检查地点	检查医生
张三	男	45	教师	2023-10-27	XX医院	李医生
检查项目	检查结果	参考范围	备注			
血常规	白细胞计数: 12.5 x 10 ⁹ /L	4.0 - 10.0 x 10 ⁹ /L	升高			提示细菌感染
血常规	红细胞计数: 4.5 x 10 ¹² /L	4.0 - 5.5 x 10 ¹² /L	正常			
血常规	血红蛋白: 130 g/L	120 - 160 g/L	正常			
血常规	血小板计数: 250 x 10 ⁹ /L	100 - 400 x 10 ⁹ /L	升高			提示炎症反应
尿常规	尿蛋白: 0.5 g/L	< 0.3 g/L	升高			提示肾脏损伤
尿常规	尿糖: 阴性	阴性	正常			
肝功能	转氨酶: 80 U/L	< 40 U/L	升高			提示肝脏损伤
肝功能	胆红素: 2.5 mg/dL	< 1.2 mg/dL	升高			提示黄疸
肾功能	肌酐: 1.5 mg/dL	< 1.2 mg/dL	升高			提示肾功能减退
肾功能	尿素氮: 18 mg/dL	< 14 mg/dL	升高			提示肾功能减退
心电图	窦性心律	正常	正常			
心电图	心率: 95 bpm	60 - 100 bpm	正常			
胸部X光	肺部炎症	正常	异常			提示肺炎
胸部X光	心脏增大	正常	异常			提示心力衰竭
腹部B超	脂肪肝	正常	异常			提示脂肪肝
腹部B超	胆囊结石	正常	异常			提示胆囊结石
甲状腺功能	甲状腺素: 0.8 μg/L	0.4 - 0.8 μg/L	正常			
甲状腺功能	促甲状腺素: 2.5 mIU/L	0.1 - 0.5 mIU/L	升高			提示甲状腺功能减退
血糖	空腹血糖: 100 mg/dL	< 100 mg/dL	升高			提示糖尿病
血糖	餐后血糖: 180 mg/dL	< 140 mg/dL	升高			提示糖尿病
血脂	胆固醇: 250 mg/dL	< 200 mg/dL	升高			提示高血脂
血脂	甘油三酯: 150 mg/dL	< 150 mg/dL	升高			提示高血脂
凝血功能	凝血酶原时间: 12.5 s	11.0 - 13.5 s	正常			
凝血功能	纤维蛋白原: 3.5 g/L	2.0 - 4.0 g/L	正常			
免疫指标	白细胞介素-6: 10 pg/mL	< 5 pg/mL	升高			提示炎症反应
免疫指标	肿瘤坏死因子-α: 15 pg/mL	< 10 pg/mL	升高			提示炎症反应
免疫指标	干扰素-γ: 5 pg/mL	< 10 pg/mL	正常			
免疫指标	白蛋白: 3.5 g/dL	3.5 - 5.0 g/dL	正常			
免疫指标	球蛋白: 2.5 g/dL	2.0 - 3.0 g/dL	正常			
免疫指标	总蛋白: 6.0 g/dL	6.0 - 8.0 g/dL	正常			
免疫指标	补体C3: 0.8 g/L	0.8 - 1.2 g/L	正常			
免疫指标	补体C4: 0.4 g/L	0.4 - 0.6 g/L	正常			
免疫指标	免疫球蛋白G: 1.5 g/L	1.0 - 1.5 g/L	正常			
免疫指标	免疫球蛋白A: 0.5 g/L	0.4 - 0.5 g/L	正常			
免疫指标	免疫球蛋白M: 0.5 g/L	0.4 - 0.5 g/L	正常			
免疫指标	类风湿因子: 10 IU/mL	< 20 IU/mL	升高			提示类风湿关节炎
免疫指标	抗核抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗双链DNA抗体: 1:10	< 1:10	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗平滑肌抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗线粒体抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗组织胺抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗甲状腺抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗胰岛素抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗胃壁细胞抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗肾上腺抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗卵巢抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗精子抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗子宫内膜抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗宫颈黏液抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗透明带抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗绒毛膜促性腺激素抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗人绒毛膜促性腺激素抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗黄体生成素释放激素抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗促卵泡激素抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗孕酮抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病
免疫指标	抗雌激素抗体: 1:100	< 1:100	升高			提示自身免疫性疾病

6. Report:

0000000000	0000000000 0000000000 00000000 00000000 0000000000 00000000 0000 0000 000000 0000 00000000 00000000 000000 000000 00000000 0000 0000 0000 000000 00000000 0000 000000 000000000000 0000 0000 0000
00000000	000000000000 ADC12 A380 000
00000000	0000000 0000 000 00000000
00000000 0000000000	0000000 000000000000 00000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000000 000 0000 00000000
000	0000000 0000000000 0000 00 00000 0000
00000000 000000	0000000 000 0000 000 0000 000 00000000 0000 000000 00000000 0000000000 00000000 000 000 000 000000 00000000 00000000 00000000 000000 0000 0000000 000000 000
0000 000000	0000000000 00000000 00000000 000000 gague 0000000000 0000 0000000000 000000 00000000 0000 000000000000 0000 0000000000 00000000 0000000000 0000 0000000000 0000 00000000 000000 0000000000 0000000000 000000 0000000000 00000000 0000000000 000000 000 000000 000
000	000000000 0000
00000000 / 000000	+/- 0.01MM
000	T / T 50 0 000000 050 0000000 T / T 000000 00 0000000 000.
00000000 0000	00000000 000000 000000000000 00000000 0000 000000 00000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 000000 0000 0000000000 00000000 000000 000000 00000000 0000000000 000 00000000 000000 0000
000000	0000000000 00000000000000 0000000000 0000 00000000 0000000000 0000 000000 0000 0000 000000 0000 0000 000000000000 000000000000 00 00000000 00000000000000 0000000000
00000000	000000 000000
000000 0000	20-25 000 0000 T / T 50 00000000 00
0000000000 00000000	000000000000 00000000 0000
1.Name: 000000 00000 0000 00000000000000 0000000000 00000000 000000 0000 000000	
2.Process: 000000 00000000 000000000000 00000000 00000000 000000 00000 00000000000000	
3.Material: 000000000000 00 ADC12 A380 000	
4.Surface 00000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 000000 00000000 :000000	
5.Tolerance: 0.01 -/+ 000 000 00 0000MM	
6.Quality 00000000 0100 :000000	
7.Specification: OEM 00000000 000000 00 00000 000000	
8. 0000000000 00 000000 30-25 :0000000000 0000 0000.	
9. 00000000 000000000000 0000000000000000 0000 0000 000000000000 0000 :000000 accessoried 0000 0000 000 0000000000	
10. 0000 000000000000 0000000000 0000000000 :0000000000 AUSTRIAL 00000000 0000000000 00000000	
11. 000000: ISO 9001	
0000 000000	
1. 10 00000000 000000 00 00000000 00 00000	
2. 000000 00000000 000000 0000	
3. 00 kinds 00 finishment 00 0000000000 available	
4. 00000000 00000000 000000 0000 000	
5. 0000 00000000 000000 00 0000000000	
6. 000000 0000	
7. 00000000 00000000 00000 000 0000000000 00 00000 0000 00	
00000000	
0000000000 000000 00000 :00000000 00000000 00000 00000 000000000000	
0000000000 0000000000 :0000000000 00000000 00000 00000 000000000000	
000000 000000 00000 00000 00000000000000: ISO9001	
0000 00000000 00000000 :00000000 00000000 00000 00000 000000000000	
000000 00000 00000 0000000000000000 OEM 000000 00000 00	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

