

Inspection Report

Report No.: XYL-150725

Inspection Date:14th Sep, 2015

Supplier : XY-GLOBAL

Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYZ-150725 Item No. XY11LM025	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11LM025	18000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	18000pcs

Appearance Inspection :

No failure.

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

检查报告						
姓名	性别	年龄	检查日期	检查时间	检查地点	检查人
王某某	男	45岁	2023年10月25日	10:00	XX医院	张医生
检查项目	检查结果	参考范围	异常提示	备注	处理建议	随访时间
血常规	白细胞计数: 12.5 x 10 ⁹ /L	4.0 - 10.0 x 10 ⁹ /L	升高	提示感染	建议抗炎治疗	1周后复查
尿常规	尿蛋白: 2.0 g/L	0.0 - 0.3 g/L	升高	提示肾脏损伤	建议肾内科会诊	2周后复查
肝功能	转氨酶: 80 U/L	0 - 40 U/L	升高	提示肝损伤	建议保肝治疗	1周后复查
肾功能	肌酐: 1.5 mg/dL	0.6 - 1.2 mg/dL	升高	提示肾功能减退	建议调整药物剂量	2周后复查
血糖	空腹血糖: 120 mg/dL	70 - 100 mg/dL	升高	提示糖尿病	建议内分泌科会诊	1周后复查
血脂	总胆固醇: 250 mg/dL	120 - 200 mg/dL	升高	提示高脂血症	建议降脂治疗	1周后复查
心电图	窦性心律	正常	无异常	无异常	无异常	无异常
胸部X光	双肺纹理增粗	正常	无异常	提示支气管炎	建议止咳化痰	1周后复查
腹部B超	肝脏肿大	正常	无异常	提示脂肪肝	建议控制饮食	1周后复查
甲状腺功能	甲状腺激素: 0.8 μU/mL	0.5 - 1.0 μU/mL	降低	提示甲状腺功能减退	建议内分泌科会诊	2周后复查
肿瘤标志物	癌胚抗原: 5.0 ng/mL	0.0 - 5.0 ng/mL	升高	提示肿瘤风险	建议进一步检查	1周后复查
凝血功能	凝血酶原时间: 15.0 s	11.0 - 14.0 s	升高	提示凝血异常	建议调整抗凝药物	1周后复查
免疫球蛋白	免疫球蛋白G: 10.0 g/L	8.0 - 16.0 g/L	正常	无异常	无异常	无异常
自身抗体	抗核抗体: 1:100	阴性	阳性	提示自身免疫病	建议风湿科会诊	2周后复查
维生素D	25-羟维生素D: 10 ng/mL	20 - 80 ng/mL	降低	提示维生素D缺乏	建议补充维生素D	1周后复查
微量元素	血清铁: 50 μg/L	50 - 150 μg/L	降低	提示缺铁	建议补铁	1周后复查
骨密度	腰椎骨密度: 0.800	1.000	降低	提示骨质疏松	建议补钙	1周后复查
心电图	窦性心律	正常	无异常	无异常	无异常	无异常
胸部X光	双肺纹理增粗	正常	无异常	提示支气管炎	建议止咳化痰	1周后复查
腹部B超	肝脏肿大	正常	无异常	提示脂肪肝	建议控制饮食	1周后复查
甲状腺功能	甲状腺激素: 0.8 μU/mL	0.5 - 1.0 μU/mL	降低	提示甲状腺功能减退	建议内分泌科会诊	2周后复查
肿瘤标志物	癌胚抗原: 5.0 ng/mL	0.0 - 5.0 ng/mL	升高	提示肿瘤风险	建议进一步检查	1周后复查
凝血功能	凝血酶原时间: 15.0 s	11.0 - 14.0 s	升高	提示凝血异常	建议调整抗凝药物	1周后复查
免疫球蛋白	免疫球蛋白G: 10.0 g/L	8.0 - 16.0 g/L	正常	无异常	无异常	无异常
自身抗体	抗核抗体: 1:100	阴性	阳性	提示自身免疫病	建议风湿科会诊	2周后复查
维生素D	25-羟维生素D: 10 ng/mL	20 - 80 ng/mL	降低	提示维生素D缺乏	建议补充维生素D	1周后复查
微量元素	血清铁: 50 μg/L	50 - 150 μg/L	降低	提示缺铁	建议补铁	1周后复查
骨密度	腰椎骨密度: 0.800	1.000	降低	提示骨质疏松	建议补钙	1周后复查

6. Report:

productos	zamak fabricante de fundición, fábrica de fundición de aluminio, proveedor de piezas de metal, zinc aleación de fundición a presión parcial, de acero al carbono OEM fundición a presión de parte, a presión de aluminio piezas de fundición
materiales	Aluminio ADC12, A380, etc.
Dimensiones	Conforme con el dibujo del cliente
Tratamiento de superficies	Calor tratamiento, pulido, recubrimiento en polvo, galvanizado, galvanoplastia, pulverización, y la pintura, etc.
Embalaje	De madera caja, o según los requisitos del cliente
equipos de procesamiento	CNC centro de mecanizado, fresadora, fresadora, máquina de perforación, horizontal máquina de fresado, biselado de la máquina, máquina de corte CNC, etc.
equipos de medida	Dureza probador, precisión enchufe gague, bloque calibrador, micrómetro exterior digital, micrómetro exterior, calibrador digital, micrómetro interior, en el interior de línea indicador, marque el pie de rey, indicador de cuadrante, calibre vernier profundidad y por lo en
MOQ	negociable
Precisión / Tolerancia	+/- 0,01 mm
Pago	T / T depósito del 50% por adelantado, el 50% T / T antes del envío; u otros.
Alcance del negocio	CNC Centro de mecanizado, fundición fábrica de aluminio, CNC torneado, rectificado, la grabación, diseño de moldes y de procesamiento, fundición, la hoja de trabajo mental, etc.
Solicitud	Automatización máquina, dispositivo médico, máquinas industriales, automóviles, aparatos eléctricos, y otras industrias, piezas de fundición a presión de aluminio, piezas de automóviles
puertos	Shenzhen China
Entrega	20-25 días después de T / T el 50%
equipos principales	metal proveedor de piezas fundidas
1.Name: piezas de fundición a presión de aluminio del precio de fábrica del OEM	
2.Process: De aluminio de fundición a presión, mecanizado CNC	
3.material: Aluminio ADC12, A380, etc.	
4.Surface: Pulido, con recubrimiento en polvo, anodizado, chapado en níquel, cromo, etc.	
5.Tolerance: puede llegar a +/- 0,01 mm	
6.Quality Control: 100% inspeccionados	
7.Specification: OEM Serice, estrictamente por el dibujo y muestras	
8. el tiempo de entrega de la muestra: 25-30 días, por productos.	
9. Aplicación: piezas de fundición a presión de aluminio, accesorios, maquinaria de minería accessoried, piezas de automóviles, etc.	
10. Cliente: EE.UU., Canadá, Austrial, UE, etc.	
11. Certificación: ISO 9001	
nuestra ventaja	
1. 10 años de experiencia con la certificación ISO	
2. Todo tipo de material está disponible	
3. Todos los kindls de ACABAMIENTO sureface es abailable	
4. Alta calidad con precio competitivo	
5. tiempo de entrega rápida	
6. Muestra disponible	
7. Tener experiencia de exportación a todo el mundo	
Nuestros servicios	
Aluminio fundición a presión de la muestra partes: ¿Puede la oferta para la prueba	
Aluminio fundición a presión piezas de embalaje: embalaje estándar	
Aluminio morir certificación piezas de fundición: ISO9001	

Aluminio fundición a presión de calidad partes: En sentido estricto control de calidad

Aluminio morir piezas de fundición de OEM se da la bienvenida

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

