

Inspection Report

Report No.: XYL-150725

Inspection Date:14th Sep, 2015

Supplier : XY-GLOBAL

Inspector: Leo

Inspection only for:	<u>Inspection Result:</u>
PO . XYZ-150725 Item No. XY11LM025	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11LM025	18000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	18000pcs

Appearance Inspection :

No failure.

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

检查报告						
姓名	性别	年龄	检查日期	检查时间	检查地点	检查人
张三	男	35岁	2023年10月25日	10:00	XX医院	李医生
检查项目	检查结果	参考范围	异常提示	备注	处理建议	随访时间
血常规	白细胞计数: 12.5 x 10 ⁹ /L	4.0 - 10.0 x 10 ⁹ /L	升高	提示感染	建议抗炎治疗	1周后复查
肝功能	谷丙转氨酶: 45 U/L	0 - 40 U/L	升高	提示肝损伤	建议保肝治疗	2周后复查
肾功能	肌酐: 1.2 mg/dL	0.6 - 1.2 mg/dL	正常	肾功能正常	无需特殊处理	3个月后复查
血糖	空腹血糖: 10.5 mmol/L	3.9 - 6.0 mmol/L	升高	提示糖尿病	建议胰岛素治疗	1个月后复查
血脂	总胆固醇: 250 mg/dL	120 - 200 mg/dL	升高	提示高脂血症	建议降脂治疗	3个月后复查
尿酸	血尿酸: 6.5 mg/dL	3.0 - 7.0 mg/dL	正常	尿酸正常	无需特殊处理	3个月后复查
凝血功能	凝血酶原时间: 12.5 s	11.0 - 14.0 s	正常	凝血功能正常	无需特殊处理	3个月后复查
心电图	窦性心律, 心率 85 bpm	60 - 100 bpm	正常	心电图正常	无需特殊处理	3个月后复查
胸部X光	双肺纹理清晰, 未见异常	-	正常	胸部X光正常	无需特殊处理	3个月后复查
腹部B超	肝脏大小正常, 回声均匀	-	正常	腹部B超正常	无需特殊处理	3个月后复查
泌尿系B超	双肾大小正常, 未见结石	-	正常	泌尿系B超正常	无需特殊处理	3个月后复查
妇科检查	宫颈光滑, 未见异常	-	正常	妇科检查正常	无需特殊处理	3个月后复查
前列腺检查	前列腺大小正常, 未见异常	-	正常	前列腺检查正常	无需特殊处理	3个月后复查
甲状腺功能	甲状腺激素: 0.8 uIU/mL	0.5 - 2.0 uIU/mL	正常	甲状腺功能正常	无需特殊处理	3个月后复查
维生素D	25-羟维生素D: 15 ng/mL	20 - 80 ng/mL	降低	提示维生素D缺乏	建议补充维生素D	3个月后复查
铁蛋白	血清铁蛋白: 100 ng/mL	50 - 200 ng/mL	正常	铁蛋白正常	无需特殊处理	3个月后复查
铜蓝蛋白	血清铜蓝蛋白: 0.2 g/L	0.1 - 0.3 g/L	正常	铜蓝蛋白正常	无需特殊处理	3个月后复查
同型半胱氨酸	血清同型半胱氨酸: 15 μmol/L	0 - 10 μmol/L	升高	提示心血管疾病风险	建议补充叶酸	3个月后复查
骨密度	腰椎骨密度: 0.85 g/cm ²	1.0 - 1.2 g/cm ²	降低	提示骨质疏松	建议补钙	3个月后复查
唾液皮质醇	唾液皮质醇: 10 nmol/L	5 - 20 nmol/L	正常	唾液皮质醇正常	无需特殊处理	3个月后复查
生长激素	生长激素: 0.5 ng/mL	0.1 - 1.0 ng/mL	正常	生长激素正常	无需特殊处理	3个月后复查
胰岛素	空腹胰岛素: 10 mU/L	5 - 20 mU/L	升高	提示胰岛素抵抗	建议运动减肥	3个月后复查
甲状旁腺素	甲状旁腺素: 1.0 pmol/L	0.5 - 1.5 pmol/L	正常	甲状旁腺素正常	无需特殊处理	3个月后复查
维生素B12	血清维生素B12: 200 pg/mL	200 - 900 pg/mL	降低	提示维生素B12缺乏	建议补充维生素B12	3个月后复查
叶酸	血清叶酸: 4.0 ng/mL	3.0 - 20.0 ng/mL	降低	提示叶酸缺乏	建议补充叶酸	3个月后复查
维生素K	血清维生素K: 0.5 ng/mL	0.1 - 1.0 ng/mL	正常	维生素K正常	无需特殊处理	3个月后复查
维生素E	血清维生素E: 10.0 μg/mL	5.0 - 20.0 μg/mL	正常	维生素E正常	无需特殊处理	3个月后复查
维生素A	血清维生素A: 1.0 μg/mL	0.5 - 2.0 μg/mL	正常	维生素A正常	无需特殊处理	3个月后复查
维生素C	血清维生素C: 10.0 μg/mL	5.0 - 20.0 μg/mL	正常	维生素C正常	无需特殊处理	3个月后复查
维生素D3	血清维生素D3: 15.0 ng/mL	20.0 - 80.0 ng/mL	降低	提示维生素D3缺乏	建议补充维生素D3	3个月后复查
维生素B6	血清维生素B6: 1.0 ng/mL	0.5 - 2.0 ng/mL	正常	维生素B6正常	无需特殊处理	3个月后复查
维生素B9	血清维生素B9: 1.0 ng/mL	0.5 - 2.0 ng/mL	正常	维生素B9正常	无需特殊处理	3个月后复查
维生素K2	血清维生素K2: 0.5 ng/mL	0.1 - 1.0 ng/mL	正常	维生素K2正常	无需特殊	3个月后复查

6. Report:

Produits	en zinc coulée fabricant, fonte d'aluminium manufactory, fournisseur de pièces moulées en métal, le zinc alliage coulé sous pression partie, acier au carbone oem die casting partie, aluminium moulé pièces de fonderie
Matériaux	Aluminium ADC12, A380 etc
Dimensions	Selon au dessin du client
Traitement de surface	Chaleur le traitement, le polissage, revêtement en poudre, galvanisé, galvanoplastie, pulvérisation, et la peinture, etc.
Emballage	En bois boîte, ou selon les exigences du client
équipements de traitement	CNC Centre d'usinage, une machine de broyage, fraiseuse, perceuse, machine horizontale de fraisage, machine à chanfreiner, CNC machine de découpe, etc.
équipement de mesure	Dureté testeur, précision prise gague, bloc de jauge, micromètre extérieur numérique, micromètre extérieur, compas numérique, calibre, cadran intérieur indicateur, composez le pied à coulisse, cadran indicateur, la profondeur vernier et ainsi sur
MOQ	négociable
Précision / Tolérance	+/- 0,01mm
Paieient	T / T dépôt de 50% à l'avance, 50% T / T avant expédition, ou d'autres.
Champ d'activité	CNC Centre d'usinage, de l'aluminium coulé manufacture, cnc tournage, rectification, taraudage, conception de moules et de traitement, la coulée, la feuille de travail mentale etc
Application	Automatisation linge, dispositif médical, machine industrielle, automobile, appareil électrique, et d'autres industries, pièces de fonderie d'aluminium de matrice, de pièces d'automobiles
Ports	ShenZhen Chine
Livraison	20-25 jours après T / T dépôt de 50%
Principaux équipements	métal fournisseur de pièces moulées
1.Name: Prix usine OEM pièces de fonderie en aluminium die	
2.Procédé: Aluminium moulé sous pression, usinage cnc	
3.Material: Aluminium ADC12, A380 etc	
4.Surface: Polissage, enduit de poudre, anodisé, placage nickel, chromate etc	
5.Tolerance: peut atteindre jusqu'à +/- 0,01mm	
6.Qualité contrôle: 100% inspecté	
7.Specification: serice OEM, strictement par dessin et échantillons	
8. Exemple Délai de livraison: 25-30 jours, par produits.	
9. Application: pièces moulées en aluminium meurent, accessoires miniers, machines accessoriéd, pièces d'automobiles, etc.	
dix. Client: USA, Canada, Austrial, UE, etc.	
11. Certification: ISO 9001	
Notre avantage	
1. 10 ans d'expérience avec la certification ISO	
2. Tous les types de matériel est disponible	
3. Tous les kindls de sureface finishment est available	
4. De haute qualité avec des prix compétitifs	
5. Délai de livraison rapide	
6. échantillon disponible	
7. Avoir de l'expérience de l'exportation vers le monde entier	
Nos Services	
Aluminium moulage sous pression échantillon de pièces: Peut fournir pour le test	
Aluminium moulage des pièces d'emballage: Emballage standard	
Aluminium die certification des pièces coulée: ISO9001	
Aluminium moulage sous pression qualité des pièces: contrôler strictement la qualité	
Aluminium mourir pièces coulée OEM est bien accueilli	

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

