

Inspection Report

Report No.: XYL-150719
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 3th Sep, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYL-150719 Item No. XY11LM019	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11LM019	11000PCS	1% inspection	Opcs	No failure	11000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

检查报告						
姓名	性别	年龄	职业	检查日期	检查地点	检查医生
张三	男	45	教师	2023-10-27	XX医院	李医生
检查项目	检查结果	参考范围	备注			
血常规	白细胞计数: 12.5 x 10 ⁹ /L	4.0 - 10.0 x 10 ⁹ /L	升高			提示细菌感染
血常规	红细胞计数: 4.5 x 10 ¹² /L	4.0 - 5.5 x 10 ¹² /L	正常			
血常规	血红蛋白: 130 g/L	120 - 160 g/L	正常			
血常规	血小板计数: 150 x 10 ⁹ /L	100 - 400 x 10 ⁹ /L	正常			
尿常规	尿蛋白: 0.5 g/L	< 0.3 g/L	升高			提示肾脏损伤
尿常规	尿糖: 阴性	阴性	正常			
肝功能	转氨酶: 80 U/L	< 40 U/L	升高			提示肝脏炎症
肝功能	胆红素: 2.5 mg/dL	< 1.2 mg/dL	升高			提示胆道梗阻
肾功能	肌酐: 1.5 mg/dL	< 1.2 mg/dL	升高			提示肾功能减退
肾功能	尿素氮: 18 mg/dL	< 10 mg/dL	升高			提示肾功能减退
心电图	窦性心律	正常	正常			
心电图	心率: 95 bpm	60 - 100 bpm	正常			
心电图	PR间期: 180 ms	120 - 200 ms	正常			
心电图	QT间期: 380 ms	360 - 440 ms	正常			
胸部X光	肺部炎症	正常	异常			提示肺炎
胸部X光	心脏增大	正常	异常			提示心力衰竭
腹部B超	脂肪肝	正常	异常			提示脂肪肝
腹部B超	胆囊结石	正常	异常			提示胆囊结石
腹部B超	脾脏肿大	正常	异常			提示脾脏肿大
腹部B超	肾脏积水	正常	异常			提示肾脏积水
腹部B超	肝脏占位	正常	异常			提示肝脏占位
腹部B超	胰腺占位	正常	异常			提示胰腺占位
腹部B超	脾脏占位	正常	异常			提示脾脏占位
腹部B超	肾脏占位	正常	异常			提示肾脏占位
腹部B超	膀胱占位	正常	异常			提示膀胱占位
腹部B超	前列腺占位	正常	异常			提示前列腺占位
腹部B超	子宫占位	正常	异常			提示子宫占位
腹部B超	卵巢占位	正常	异常			提示卵巢占位
腹部B超	附件占位	正常	异常			提示附件占位
腹部B超	盆腔占位	正常	异常			提示盆腔占位
腹部B超	腹腔占位	正常	异常			提示腹腔占位
腹部B超	胸腔占位	正常	异常			提示胸腔占位
腹部B超	纵膈占位	正常	异常			提示纵膈占位
腹部B超	肾上腺占位	正常	异常			提示肾上腺占位
腹部B超	甲状腺占位	正常	异常			提示甲状腺占位
腹部B超	甲状旁腺占位	正常	异常			提示甲状旁腺占位
腹部B超	垂体占位	正常	异常			提示垂体占位
腹部B超	下丘脑占位	正常	异常			提示下丘脑占位
腹部B超	脑干占位	正常	异常			提示脑干占位
腹部B超	小脑占位	正常	异常			提示小脑占位
腹部B超	脑室占位	正常	异常			提示脑室占位
腹部B超	蛛网膜下腔占位	正常	异常			提示蛛网膜下腔占位
腹部B超	硬膜下腔占位	正常	异常			提示硬膜下腔占位
腹部B超	脑实质占位	正常	异常			提示脑实质占位
腹部B超	脑膜占位	正常	异常			提示脑膜占位
腹部B超	脑脊液占位	正常	异常			提示脑脊液占位
腹部B超	脑组织占位	正常	异常			提示脑组织占位
腹部B超	脑血管占位	正常	异常			提示脑血管占位
腹部B超	神经占位	正常	异常			提示神经占位
腹部B超	肌肉占位	正常	异常			提示肌肉占位
腹部B超	骨骼占位	正常	异常			提示骨骼占位
腹部B超	皮肤占位	正常	异常			提示皮肤占位
腹部B超	毛发占位	正常	异常			提示毛发占位
腹部B超	指甲占位	正常	异常			提示指甲占位
腹部B超	牙齿占位	正常	异常			提示牙齿占位
腹部B超	口腔占位	正常	异常			提示口腔占位
腹部B超	咽喉占位	正常	异常			提示咽喉占位
腹部B超	气管占位	正常	异常			提示气管占位
腹部B超	支气管占位	正常	异常			提示支气管占位
腹部B超	肺动脉占位	正常	异常			提示肺动脉占位
腹部B超	肺静脉占位	正常	异常			提示肺静脉占位
腹部B超	主动脉占位	正常	异常			提示主动脉占位
腹部B超	肺动脉占位	正常	异常			提示肺动脉占位

6. Report:

Prodotti	zinco fusione produttore, fusione di alluminio manifattura, fornitore di colate di metallo, di zinco lega di pressofusione parte, acciaio al carbonio OEM pressofusione parte, pressofusione di alluminio parti del pezzo fuso
materiale	Alluminio ADC12, A380 ecc
Dimensioni	Secondo disegno del cliente
Trattamento della superficie	Calore trattamento, lucidatura, verniciatura a polvere, galvanizzato, galvanica, a spruzzo, e pittura e così via
Imballaggio	di legno scatola, o secondo i requisiti del cliente
apparecchiature di elaborazione	CNC centro di lavorazione, rettificatrice, fresatrice, trapano, macchina orizzontale fresatrice, macchina di smussatura, macchina da taglio CNC, ecc
apparecchiature di misura	Durezza tester, precisione spina gague, blocchetto, digitale micrometro per esterni, micrometro per esterni, compasso digitale, micrometro per interni, quadrante all'interno Indicatore, quadrante calibro a corsoio, indicatore di profondità nonio e così comporre sopra
MOQ	negoziabile
Precisione / tolleranza	+/- 0,01 millimetri
Pagamento	T / T deposito di 50% in anticipo, 50% T / T prima della spedizione, o altri.
Scopo commerciale	CNC Centro di lavoro, in fusione di alluminio manifattura, cnc tornitura, rettifica, intercettazioni, progettazione di stampi e di trasformazione, fusione, foglio di lavoro mentale, ecc
Applicazione	Automazione macchine, dispositivi medici, macchina industriale, automobilistico, apparecchio elettrico, e di altre industrie, die in alluminio parti del pezzo fuso, ricambi auto
porte	ShenZhen Cina
Consegna	20-25 giorni dopo T / T deposito del 50%
attrezzature principali	metallo il fornitore di pezzi fusi
1.Name: Il prezzo di fabbrica OEM pressofuso in alluminio parti di fusione	
2.Process: Pressofusione di alluminio, lavorazioni CNC	
3.Material: Alluminio ADC12, A380 ecc	
4.Surface: lucidatura, verniciato a polvere, anodizzato, la placcatura nichel, cromato etc	
5.Tolerance: può raggiungere a +/- 0,01 millimetri	
6.Quality Controllo: 100% ispezionati	
7.Specification: OEM servizio è operante, rigorosamente al disegno e campioni	
8. i tempi di consegna del campione: 25-30 giorni, per i prodotti.	
9. Applicazione: alluminio parti del pezzo fuso, accessori miniere, macchine accessoried, ricambi auto, ecc	
10. Cliente: Stati Uniti d'America, Canada, Austrial, UE etc.	
11. Certificazione: ISO 9001	
Il nostro vantaggio	
1. 10 anni di esperienza con certificata ISO	
2. Tutti i tipi di materiale è disponibile	
3. Tutti kindls di sureface finishment è abailable	
4. L'alta qualità con il prezzo competitivo	
5. Termine di consegna veloce	
6. campione disponibile	
7. Avere esperienza di esportazione in tutto il mondo	
I nostri servizi	
Alluminio die campione parti Casting: Può fornire per il test	
Alluminio die parti imballaggio casting: Imballaggio standard	
Alluminio pressofusione certificazione parti: ISO9001	
Alluminio pressofusione qualità parti: Rigorosamente controllo qualità	

Alluminio morire parti di fusione OEM è accolto favorevolmente

Safety is our serious job for our worker and engineer team

